

SILVERBAND Rx ANTIBACTERIAL WOUND DRESSING GEL

Product Description

SILVERBAND Rx Antibacterial Wound Dressing Gel is a water-based gel wound dressing for use in the management of first and second degree burns, wounds such as stasis ulcers, pressure ulcers, diabetic ulcers, lacerations, abrasions, skin tears, surgical incision sites, device insertion site wounds, graft sites and donor sites.

SILVERBAND Rx Antibacterial Wound Dressing Gel contains silver that in laboratory tests has been shown to inhibit the growth of microorganisms such as: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, antibiotic resistant strains, MRSA and VRE, as well as fungi such as Candida albicans, and Aspergillus niger.

Indications for Use

SILVERBAND Rx Antibacterial Wound Dressing Gel is indicated for the management of:

- First and second degree burns
- Wounds such as: Stasis ulcers, Pressure ulcers, Diabetic ulcers
- Lacerations
- Abrasions
- Skin tears
- Surgical incision sites
- Device insertion site wounds
- Graft sites
- Donor sites

Contents: 32 PPM Proprietary Silver (purified water, nano-silver at 0.01 micron), Propylene Glycol, Triethanolamine, Carbomer.

Directions for Use:

SILVERBAND Rx Antibacterial Wound Dressing Gel should be applied directly to the wound and then covered with a conventional dressing. SILVERBAND Rx Antibacterial Wound Dressing Gel should normally be changed every 24 to 72 hours, but the frequency will depend on the type and condition of the wound.

Precautions: Intended for external use only.

If your condition persists or gets worse, contact your healthcare provider.

Adverse Reactions:

There are no known or reasonably suspected adverse reactions associated with the use of SILVERBAND Rx Antibacterial Wound Dressing Gel. This product is not a medicine.

Caution: This device is restricted for sale under prescription only.

Storage: Store at room temperature.

Manufacturer: ABL Medical, LLC, 705 East 50 South, American Fork, UT 84003, USA

Importer & license holder: NSBT LTD., Me'ir Ya'ari 17, Tel Aviv 6937117

Customer service telephone number: 03-5441042

Approved by the Ministry of Health;

Registration number in the National Medical Device Registry: 27620001

סילברבנד Rx ג'ל אנטי-בקטריאלי לחבישת פצעים

תיאור המוצר

סילברבנד Rx ג'ל אנטי-בקטריאלי לחבישת פצעים הוא ג'ל על בסיס מים לשימוש בחבישת פצעים המיועד לסיוע בטיפול בכוויות מדרגה ראשונה ושנייה, פצעים כגון: כיבים ורידיים, פצעי לחץ, כיבים סוכרתיים, חתכים, שפשופים, קרעים בעור, אזורי חתכים כירורגים, פצעים באתרי החדרת מכשירים, אזורים שאליהם הועבר שתל ואזורים שמהם נלקח שתל.

סילברבנד Rx ג'ל אנטי-בקטריאלי לחבישת פצעים מכיל כסף, אשר בבדיקות מעבדה הראה יכולת לעכב צמיחת מיקרואורגניזמים כגון Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, זני חיידקים העמידים לאנטיביוטיקה, VRE-IMRSA, וכן פטריות כגון Aspergillus niger ו-Candida albicans.

התוויות לשימוש

סילברבנד Rx ג'ל אנטי-בקטריאלי לחבישת פצעים מותווה לסיוע בטיפול ב:

- כוויות מדרגה ראשונה ושנייה
- פצעים כגון: כיבים ורידיים, פצעי לחץ, כיבים סוכרתיים
- חתכים
- שפשופים
- קרעים בעור
- אזורי חתכים כירורגים
- פצעים באתרי החדרת מכשירים
- אזורים שאליהם הועבר שתל
- אזורים שמהם נלקח שתל.



SILVERBAND[®] Rx

סילברבנד[®] Rx סילברבנד[®] Rx

הרכיבים:
PPM Proprietary Silver (purified water, 32 nano-silver at 0.01 micron), Propylene Glycol, Triethanolamine, Carbomer

תכולה:
32 PPM Proprietary Silver (purified water, nano-silver at 0.01 micron), Propylene Glycol, Triethanolamine, Carbomer.

תعليمات الاستخدام:

יבניגי وضع سيلفر باند Rx ضمادة جل للجروح،
مضاد للبكتيريا على الجرح مباشرة، ثم يجب تغطيته
بضمادة اعتيادية. يبنغي عادة تغيير سيلفر باند Rx
ضمادة جل للجروح، مضاد للبكتيريا، كل 24 إلى 72
ساعة، ولكن تعتمد وتيرة التغيير على نوع الجرح
وحالته.

الاحتياطات: معد للاستخدام الخارجي فقط.
إذا بقيت حالتك على ما هي عليه أو ازدادت سوءاً،
فاتصل بمقدم الرعاية الخاص بك.

أعراض جانبية: ليست هناك أعراض جانبية معروفة
أو يشتبه فيها على نحو معقول، مرتبطة باستخدام
سيلفر باند Rx ضمادة جل للجروح، مضاد للبكتيريا.
هذا المنتج ليس دواءً.

تحذير:

محظور بيع هذا الجهاز إلا بموجب وصفة طبية.
التخزين: يخزن في درجة حرارة الغرفة.
المصنع: أي.بي.إل.، مديكال، إل.إل.سي، 705 شرق
50 جنوب، أمريكان فورك، يوتي. 84003، الولايات
المتحدة

المستورد وصاحب الترخيص: نسبيت م.ص.،
مغير يعاري 17، تل أبيب 6937117
رقم هاتف خدمة الزبائن: 03-5441042
بتصديق وزارة الصحة: رقم التسجيل في سجل
المعدات والأجهزة الطبية: 27620001

سيلفر باند Rx ضمادة جل للجروح،

مضاد للبكتيريا وصف المنتج

سيلفر باند[®] Rx (SILVERBAND[®] Rx) ضمادة جل للجروح،
مضاد للبكتيريا هو جل ذو أساس مائي لتضميد الجروح،
المعد للمساعدة في علاج الحروق من الدرجة الأولى
والثانية، وللمعالجة جروح مثل تقرّحات ركودية، تقرّحات الضغط
(التقرّحات الناتجة عن الضغط)، تقرّحات السكرى؛ الجروح
المتتهكة، الخدوش، تمرّقات الجلد، مواقع الشقوق الجراحية،
مواقع الجروح الناتجة عن إدخال الأجهزة، مواقع التي نقلت
إليها غرسة ومواقع التي أخذت منها غرسة.

يحتوي سيلفر باند Rx ضمادة جل للجروح، مضاد للبكتيريا
على الفضة، التي أثبتت الاختبارات المخبرية أنها تمنع نمو
الكائنات الحية الدقيقة مثل: المكورات العنقودية الذهبية
(Staphylococcus aureus)، الزائفة الزنجارية (Pseudomonas
aeruginosa)، الإشريكية القولونية (Escherichia coli)،
السلالات المقاومة للمضادات الحيوية، MRSA و VRE،
وكذلك الفطريات مثل المبيضات البيضاء (Candida albicans)
والرشاشية السوداء (Aspergillus niger).

دواعي الاستخدام

سيلفر باند Rx ضمادة جل للجروح، مضاد للبكتيريا – معد للمساعدة في
علاج:
الحروق من الدرجة الأولى والثانية
الجروح مثل: تقرّحات الركود، تقرّحات الضغط، تقرّحات السكرى الجروح
المتتهكة
الخدوش
تمرّقات الجلد
مواقع الشقوق الجراحية
مواقع الجروح الناتجة عن إدخال الأجهزة
مواقع التي نقلت إليها غرسة
مواقع التي أخذت منها غرسة.

הוראות שימוש:

יש למרוח סילברבנד Rx ג'ל אנטי-בקטריאלי לחבישת
פצעים ישירות על הפצע ולאחר מכן לכסות בתחבושת
רגילה. בדרך כלל יש להחליף סילברבנד Rx ג'ל אנטי-
בקטריאלי לחבישת פצעים אחת ל-24 עד 72 שעות, אך
התדירות תהיה תלויה בסוג הפצע ובמצבו.

אמצעי זהירות:

מיועד לשימוש חיצוני בלבד.
אם מצרך אינו משתפר או מחמיר, פנה לרופא המטפל.

תופעות לוואי:

אין תופעות לוואי ידועות או חשד סביר לגבי קיום תופעות
לוואי כלשהן הכרוכות בשימוש בסילברבנד Rx ג'ל אנטי-
בקטריאלי לחבישת פצעים. המוצר אינו תרופה.

אזהרה: אביזר זה מוגבל למכירה לפי מרשם רופא בלבד.

אחסון: יש לאחסן בטמפרטורת החדר.

יצרן: א.ב.ל. מדיקל, 705 LLC, מזרח 50 דרום, אמריקן
פורק, יוטה 84003, ארה"ב

יבואן ובעל הרישום: נסבט בע"מ, מאיר יערי 17,

תל אביב 6937117

מספר טלפון שירות לקוחות: 03-5441042

באישור משרד הבריאות; מס' רישום בפנקס האמ"ר של
משרד הבריאות: 27620001

